

Nieuw! Active Valve

Automatische uitlaatklep voor onderbeenamputatie

De Active Valve (artikelnummer 6P50) houdt de onderbeenprothese veilig op de stomp. Bij het staan of tijdens de standfase zorgt de uitlaatklep dat er continu vacuüm wordt gezogen waardoor de prothese niet gaat glijden. Het voorkomt en minimaliseert afschuif- en wrijvingskrachten op de stomp. Voor bijvoorbeeld het zitten en verlichting kan de druk vrijgegeven worden door de drukknop in te drukken.

Speciale kenmerken:

- Grote en comfortabele ontgrendelingsknop
- Eenvoudige positionering en toepassing
- Eenvoudige montage met uitgebreide handleiding
- Stabiele, premium kwaliteit, geadoniseerd aluminium behuizing.
- Volledig gemonteerd geleverd, inclusief vorm-dummy voor thermoplastische en gelamineerde kokers
- Toepasbaar voor PET-tests prothesen alsmede in definitieve prothesen.

Toepassing:

- Voor onderbeenprothesen en vacuümaansluitingen
- Geschikt voor thermoplastische en gelamineerd prothetische kokers
- Uitsluitend te gebruiken met siliconen of polymeer- gel-liners zonder distale aansluiting
- De Active.Valve is niet geschikt voor badprothesen
- Activiteitsniveau 1-4

Streifeneder 
ortho production



Info@sporca.nl

Tel: 0031-345-638606

Fax: 0031-842-103896