

Silosheath Original



De Silosheath is een stretch nylon sok bekleed met gel om bescherming te bieden aan restledematen tegen slijtage en wrijving. Het absorbeert de schokken en de druk bij het dragen van een prothese. De gelvoering is ongeveer 2 mm dik aan de punt van de stomp.





De Silosheath heeft een langere levensduur omdat de gel verbonden is met de versterkte buitenlaag. Ook is de rekbaarheid verbeterd voor een nog betere pasvorm en door een nieuwe techniek is de naad zo vlak dat de Silosheath bij uitstek geschikt is voor diabetici en prothesegebruikers met een gevoelige huid.



De voordelen van Silosheath op een rij:

- Duurzaamheid
- Vervormbaarheid
- Maximum protectie
- Goed comfort
- Latexvrij en hypoallergeen
- Minimaliseert huidbeschadiging
- Minder wrijving en slijtage van de stomp
- Bruikbaar bij de meeste prothese-ontwerpen

Om de juiste maat te bepalen van de Silosheath Original meet u eerst de lengte van de stomp waarover de nylon stretchsok gaat. Daarna meet u de distale en proximale omtrek van de stomp. Gebaseerd op deze gegevens kunt u de juiste keuze maken in onderstaande tabel.

Maat	Omschrijving	Lengte gel	Lengte	Distale omtrek	Proximale omtrek	Artikelnr.
						
1	Kind	20 cm	25 - 33 cm	17 - 23 cm	17 - 25 cm	13315
2	Small/smal	25 cm	38 - 43 cm	18 - 27 cm	18 - 30.5 cm	13325
3	Small/normaal	25 cm	38 - 43 cm	20 - 32 cm	20 - 35.5 cm	13335
4	Medium/smal	33 cm	43 - 48 cm	20 - 32 cm	20 - 35.5 cm	13345
5	Medium/normaal	25 cm	43 - 48 cm	23 - 35.5 cm	23 - 40.5 cm	13355
6	Large/smal	33 cm	46 - 53 cm	23 - 35.5 cm	23 - 40.5 cm	13365
7	Large/normaal	33 cm	46 - 53 cm	28 - 41 cm	28 - 46 cm	13375
8	Large/wijd	33 cm	46 - 53 cm	30.5 - 48 cm	30.5 - 53 cm	13385

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar via www.sporca.nl, info@sporca.nl of u kunt bellen naar 0031(0)345-638606.