

Sporca BV levert het complete pakket.....

Pro-Vision van Streifeneder: brengt het looppatroon van de patiënt goed in beeld!

NIEUW! De Skintape van Mc David

Sporca is distributeur van orthopedische producten en diensten

In dit magazine geven wij u meer informatie over de merken die wij leveren maar wij brengen ook diverse nieuwe en speciale producten onder de aandacht. Het assortiment van Sporca BV is erg breed, variërend van diverse kleine materialen en gereedschappen tot voetprothesen en Pavlik-bandages.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van het Sporca Magazine en mochten er naar aanleiding van de artikelen nog vragen zijn, dan kunt u contact met ons opnemen via info@sporca.nl of bellen naar 0345 638606.

Met vriendelijke groet,
Arjen van Eck



Colofon
Uitgever
Sporca BV
Pfinztalstraat 10
4143 JB Leerdam
Tel.: +31(0)345-638606
Fax: +31(0)842-103896
Email: info@sporca.nl
Website: www.sporca.nl

PAG 4 **Seattle Energy:** een stap vooruit in de prothesen

Sporca BV is weer distributeur van de producten van Trulife! Trulife is internationaal georiënteerd, houdt zich volledig bezig met de creatie, ontwikkeling, productie en marketing van nicheproducten voor de gezondheidszorg en is een wereldwijde producent van orthopedische, prothetische en fysieke revalidatieproducten. Het bedrijf biedt betrouwbare producten met bewezen ontwerpen die voldoen aan de industriënormen of ze zelfs overtreffen met een gebruiksgemak voor orthopedische, prothetische en podotherapeutische professionals. Door te investeren in productontwikkeling evenals een samenwerking met diverse merkenamen, kan Trulife een heel gevarieerd pakket aanbieden.

De brede productlijn omvat orthopedische braces, pressurecare (zoals kussens voor een rolstoel en apparaten die de druk verdelen bij doorliggen), borstverzorging (zoals borstprothesen) en prothetische zorg bij amputaties van de onderste ledematen.



Wellicht herkent u enige merkenamen zoals Seattle Systems, USMC, Camp Matrix en Sure step. In dit magazine maken wij u bekend met Seattle Systems die een nieuwe voet hebben ontwikkeld. Op pagina 4 wordt het product Seattle Energy uitgelicht.

PAG 6 **De TOT Collar** voor aangeboren scheefhals/draaihals (Torticollis) bij kleine kinderen



In dit magazine staat een artikel over de TOT Collar van Symmetric Designs. Het familiebedrijf in Canada ontwerpt en vervaardigt hoogwaardige en innovatieve medische producten die het leven van mensen met een handicap verbeteren. De TOT Collar is ontwikkeld om Torticollis bij kleine kinderen te verhelpen. Lees meer over het product, de werkwijze en de voordelen op pagina 6.

PAG 2 **De Pavlik-bandage van Streifeneder:** perfect voor de behandeling van Heupdysplasie!

Van het merk Streifeneder leveren wij diverse producten, variërend van prothesen, orthesen en machines tot materialen en gereedschappen. Het assortiment is heel breed en in elk Sporca Magazine brengen wij een aantal artikelen naar voren. In dit artikel wordt de Pavlik-bandage uitgelicht evenals een aantal materialen van Streifeneder. Ook is er een artikel gewijd aan het systeem Pro-Vision dat het maken van loopanalyses makkelijk en betaalbaar maakt.

PAG 3 **De "All Gel Care Kit"** bevat dé oplossing voor verschillende voetkwalen



Het assortiment van Silipos bestaat uit producten met een basis van gel die gebruikt worden voor orthopedische toepassingen. De producten die wij tonen in het magazine worden gebruikt bij verschillende problemen met de voeten. De gel zorgt voor verzachting, hydratatie en ondersteuning.

De Pavlik-bandage van Streifeneder: perfect voor de behandeling van Heupdysplasie!

Aangeboren of congenitale heupdysplasie (CDH) is een betrekkelijk veel voorkomende afwijking die voorkomt bij circa 20 op de 1.000 pasgeborenen. Heupdysplasie kan ertoe leiden dat een kind moeite krijgt met lopen en staan. Bij (jonge) volwassenen kan het leiden tot vroegtijdige slijtage van de heup. Een tijdige behandeling, bij voorkeur voor de eerste verjaardag, kan dit voorkomen.

Voor de behandeling van Heupdysplasie zijn diverse spreidmiddelen te gebruiken maar vaak zal de arts kiezen voor één waarbij de benen enigszins kunnen blijven bewegen. De Pavlik-bandage is dan een echte aanrader. Maar niet alleen daarom is het een aanrader. Ook is het voordeel dat de Pavlik-bandage altijd goed past, vooral bij de kleintjes onder de tien maanden en dat is juist de beste tijd om de aandoening te behandelen. Waar andere spreiders soms te weinig fixatie op het bovenbeen hebben waardoor het niet goed blijft zitten, sluit de Pavlik-bandage uitstekend aan.

Wat ook prettig is, is het feit dat men de bandage, over het algemeen, makkelijker om kan doen. Waar andere spreiders enige vaardigheid vragen voor het omdoen, zit de Pavlik-bandage direct goed.

De Pavlik-bandage bestaat uit katoenen banden versterkt met nylon, voorzien van enkel-/voetmanchetjes van geperforeerde kunststof. Het rompgedeelte is een vest van vilt. Hieraan zitten bandjes voor het instellen van de borstomvang en verstelbare haaksluitingen voor het instellen van de schouderbanden.

De trekbanden worden onder de knie, met een rondom aangelegde bandsluiting, vastgezet. Door middel van de instelling van de bandjes vanaf het borstbeen naar de beentjes wordt de bewegingsvrijheid bepaald. Doordat de beentjes worden opgetrokken komt de heupkop beter in de heupkom te staan. Gedurende de behandeling zal de bandage regelmatig worden bijgesteld, totdat de vereiste spreidstand is bereikt.

De Pavlik-bandage kan ook goed gebruikt worden bij kinderen ouder dan 6 maanden. Er wordt soms ten onrechte aangegeven dat de Pavlik-bandage enkel geschikt is voor baby's tot 6 maanden maar dat klopt niet. De bandage is te verkrijgen in 4 maten: van 0-5 maanden, van 5-10 maanden, van 10-15 maanden en na 15 maanden.

Natuurlijk is een behandeling op een zo jong mogelijke leeftijd het beste. Er zijn van de Pavlik-bandage twee soorten te verkrijgen: zonder klittenband en met klittenband. Omdat het veelal voorkomt dat kinderen de klittenband lostrekken en dat het aan de kleding blijft hangen, hebben wij de variant zonder klittenband op voorraad liggen.

Naar aanleiding van bovenstaande kunnen wij alleen nog maar zeggen dat de Pavlik-bandage een heel goed en effectief middel is bij de behandeling van heupafwijkingen bij kinderen. Probeer het product een keer bij uw patiënten en u zult het ervaren!



Voordelen van de Pavlik-bandage:

- De heupkop komt beter in de heupkom te staan
- Blijft goed zitten. Bij de andere varianten van spreidbroekjes is er soms te weinig fixatie op het bovenbeen
- Kan goed gebruikt worden, ook als de heupafwijking wordt ontdekt op een leeftijd van 6 maanden of ouder
- Keuze uit de varianten met en zonder klittenband
- Is makkelijk om te doen en zit direct goed
- Is uit mildere materialen is samengesteld, waardoor de kans op (huid)irritatie klein is
- Kan gewoon op 30 graden gewassen worden

De "All Gel Care Kit" van **Silipos** bevat dé oplossing voor verschillende voetkwalen

De orthopedische en voetverzorgende producten van Silipos zijn gemaakt van een gel met een medische minerale olie, dat makkelijk aanpast aan het lichaam en waardoor het comfortabel zit en beschermt. De producten worden rechtstreeks op de huid geplaatst en de gel verzorgt en hydrateert.

De voetverzorgende producten kunnen voor verschillende kwalen gebruikt worden: van algemene voet ongemakken tot post traumatische letsels. De gel zal nooit plat worden of zijn vorm verliezen. Ook zijn de producten wasbaar, herbruikbaar, latexvrij en hypoallergeen.

Om ervoor te zorgen dat u niet regelmatig kleine hoeveelheden producten bij ons hoeft te bestellen, is er een All Gel Care Kit samengesteld. In deze kit zit een viertal producten voor verschillende voetongemakken. Wij zullen de producten voor u uitlichten:



De All Gel Care Kit bestaat uit:		
Item	Maat	Aantal
Gel Digital Caps	S/M	4
	L/XL	4
Gel Metatarsal Pad with Toe Spreader	S/M	Paar
	L/XL	Paar
Gel Toe Separators	Small	6
	Large	6
Gel Toe Spreaders	Small	6
	Large	6



Gel Digital Caps verzorgen en verzachten de huid en beschermen tevens de vingers of tenen. Ze zijn ideaal voor het verlichten van de druk en wrijving welke zijn ontstaan door likdoorns, blaren en ingegroeide nagels.



Gel Toe Separators verlichten druk, wrijving en irritatie tussen tenen. Ze passen goed en zijn comfortabel. Door de Gel toe Separators worden de tenen uitgelijnd met een zachte en constante druk. Effectief bij overlappende tenen (Ruitertenen).



Gel Toe Spreaders zorgen voor uitlijning en het rechtzetten van de grote teen met zachte en constante druk. De druk en wrijving wordt hierdoor verlicht en de Silipos gel geeft een medische minerale olie af dat de gespreide tenen verzorgt. Effectief bij eeltknobbels, overlappende tenen (Ruitertenen) en scheefgroei van de grote teen (Hallux Valgus).



Gel Metatarsal Pad with Toe Spreaders is een kussen van zachte, silicone gel dat zorgt voor verlaging van de druk en pijn op de voorvoet met een maximale comfort. De ingebouwde teen-spreider zorgt voor verlaging van het ongemak tussen de tenen en houdt tevens het product op de plaats. Ideaal voor Atrofie bij de voorvoet en Metatarsalgia maar ook bij activiteiten die zorgen voor druk op de tenen en middenvoetsbeentjes.

NIEUW! De Skintape van Mc David

Bij Kinesiotape methode wordt gebruik gemaakt van een speciale, elastische tape voor de behandeling van spierblessures en lymfoedeem. Zowel de artsen als de sportwereld ontdekten al snel de voordelen van deze tape methode. De methode en de tape zijn 24 uur per dag effectief en de therapeutische constructie kan meerdere dagen worden gedragen zonder dat er huidirritatie ontstaat. De tape wordt door lichaamswarmte geactiveerd en laat geen residu achter na verwijdering.

De bandages rekken in de lengte en de breedte en volgen elke beweging zonder te gaan knellen of verschuiven.

De persoon kan vrij bewegen terwijl de tape zorgt voor ondersteuning en stabiliteit.



Skintape van Mc David is een zelfklevende en waterbestendige tape gemaakt van latexvrij materiaal; voor een stabiliserend effect op gewrichten en voor het stimuleren van spierfuncties en lymfedrainage. De hypoallergene, elastische, klevende tape is gemaakt van latexvrij materiaal. Het hechtmiddel wordt onder invloed van de lichaamswarmte geactiveerd. De tape dient 30 min. voor de aanvang van de activiteit aangebracht te worden door fysiotherapeuten die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. Bij het verwijderen van de tape blijven geen resten van de kleeflaag achter. De elasticiteit van de tape bedraagt ca. 150% en is in de lengte en breedte rekbaar. Kan 3-4 dagen blijven zitten zonder dat er een huid-irritatie ontstaat. De tape beperkt de natuurlijke bewegingsvrijheid niet.

Het toepassingsgebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog).

Kenmerken Mc David Skintape:

- Elastisch
- Latexvrij
- Lichaamswarmte activeert het hechtmiddel
- 30 minuten voor aanvang activiteit aanbrengen
- Laat geen resten achter
- Elasticiteit 150%
- Lengte- en breedte rek
- 3 tot 4 dagen blijven zitten
- Beperkt de bewegingsvrijheid niet
- Waterbestendig
- Kleuren beige, zwart, roze en blauw
- Afmeting is 5 cm bij 5 meter

Seattle Energy: een stap vooruit in prothesen

Trulife heeft in 1989 de Seattle Lightfoot op de markt gebracht dat direct de standaard heeft gezet voor prestatie, veelzijdigheid en levensechte visuele aantrekkingskracht. In navolging op deze succesvolle voet introduceert Trulife nu met trots de Seattle Energy. De Seattle Energy is een doorontwikkeling van de Seattle Lightfoot.

Doordat de Seattle Energy van koolstofcomposiet is gemaakt met een dynamische teen en hiel kussen reactie, zorgt het voor meer stabiliteit voor geamputeerden met een medium activiteit tot 136 kg. Het product wordt voorgemonteerd geleverd met een voet spacer, een mannelijke piramide in een verwijderbare, levensechte voet. De voet wordt tevens geleverd met een Spectra sok voor een makkelijke plaatsing van de voet en voor een goed onderhoud. De Seattle Energy is leverbaar in drie verschillende huidskleuren: blank, licht bruin en donker bruin. Op pagina 5 staat een overzicht weergegeven van de Seattle producten. Hierin zijn ook de productgegevens van de Seattle Energy weergegeven.




Waarom de Seattle Energy?

- De teen van koolstofcomposiet geeft de voet een levens-echte energieboost op het moment dat de gebruiker afzet
- De kiel/teenhefboom over de volledige lengte komt overeen met de lengte van een gewone voet, voor een soepeler en natuurlijker looppatroon. Door de combinatie van deze eigenschappen kunnen stappen van gelijke lengte genomen worden zodat er een symmetrisch loop patroon ontstaat en de gezonde zijde goed beschermd wordt
- De drager staat bovendien even lang op de prothese als op het contralaterale ledemaat
- Dankzij de gesplitste teen kan de voet zich aanpassen aan de ondergrond, waardoor geamputeerden natuurlijk op een ongelijk terrein kunnen lopen
- Verwijderbare, levensechte voet
- Voorgemonteerd met mannelijke piramide voor eenvoudige installatie
- Verkrijgbaar in 4 stijfheid categorieën en 9 voet maten (22 cm – 30 cm)
- Stabiliteit en veiligheid in de standfase
- Makkelijk in gebruik

Rounding up the usual suspects...
FIVE FEET. ONE LINE UP.

NO COINCIDENCE.



Productnaam	Productnummer voetkleur		Keel categorie	Voetmaat	Hak hoogte	Voethoogte	Gewicht product	Activiteit	Maximale gewicht	Inclusief	Garantie	L-Code
	Blank	Licht bruin										
Seattle Catalyst 9	SHF390	SHF391	SHF393	1 tot 9	22-30 cm	Verstelbaar met hiel wiggen	18 cm	Medium tot hoog; K3-K4	166 kg	Voet Spectra sok, schoenlepel, 3 hiel wiggen	Keel: 3 jaar Voet: 6 maanden	L5987, L5986
	SEF190	SEF191	SEF193	1 tot 4	22-30 cm	9.5 mm	9 cm	Medium; K3	136 kg	Voet spacer, mannelijke pyramide, Spectra sok	Keel: 2 jaar Voet: 6 maanden	L5976
Seattle Child's Play Energy	SEF133	SEF142	SEF144	1 tot 6	13-15 cm 16-18 cm 19-21 cm	6.3 mm 9.5 mm 12.7 mm	13-15 cm: 4 cm 16-18 cm: 4.5 cm 19-21 cm: 4.5 cm	Hoog; K4	65 kg	Voet (niet verwijderbaar)	Keel: 2 jaar Voet: 1 jaar	L5976
	SLP350	SLP351	SLP353	1 tot 3 4	22-30 cm 26-30 cm	9.5 mm	9 cm	Medium tot hoog; K3-K4	136 kg	Voet Spectra sok, lager set	Keel: 3 jaar Voet: 6 maanden	L5981, L5986
Seattle Triumph	STF190	STF191	STF193	2 tot 5	22-30 cm	9.5 mm	18 cm	Medium tot hoog; K3-K4	166 kg	Voet Spectra sok	Keel: 3 jaar Voet: 6 maanden	L5987, L5986
	SKF200	SKF201	SKF203	1 tot 5 (bumper)	22-30 cm	9.5 mm	7 cm	Matig; K2	166 kg	Voet (vast), vrouwelijke voet adapter en 43.18 cm mannelijke gebonden pyloon	Keel: 2 jaar Voet: 1 jaar	L5972, L5986

* Maat 17 met voet ** Maat 25 met voet. De andere gewichten zijn zonder voet.

De TOT Collar: voor aangeboren scheefhals/draaihals (Torticollis) bij kleine kinderen

Torticollis wordt veroorzaakt door een afwijking in een van de halsspieren. Dit komt voor bij 1 op de 100 kinderen en is zichtbaar in de eerste twee levensmaanden. Het hoofdje en het nekje van de baby zijn zijwaarts gebogen in de richting van een schouder en tegelijkertijd is het hoofdje zo gedraaid dat de kin naar de andere schouder wijst. Als scheefhals zich langer voordoet, is vaak een afplatting van één kant van het hoofdje te zien.

Deze aangeboren scheefstand van het hoofdje is wel te verhelpen. De huisarts of de arts bij het consultatiebureau zal de baby hiervoor doorverwijzen naar de kinderarts. Een tijdige behandeling van Torticollis is belangrijk en die bestaat veelal uit fysiotherapie. Echter in de gevallen waarbij de scheefstand meer dan 6 graden is, blijkt fysiotherapie alleen dikwijls niet voldoende. Voordat er dan overgegaan wordt op maatregelen als botox injecties of operaties, is het aan te bevelen om naast fysiotherapie ook de TOT Collar te gaan dragen.

De TOT Collar is speciaal ontworpen voor kinderen in de leeftijd van vier maanden tot tien jaar. De Collar is voorgesneden, makkelijk in het gebruik en het houdt het hoofdje in de juiste stand. Naarmate het hoofdje meer "centraal" komt te staan, kan de afstelling aangepast worden met uitwisselbare buisjes en slangetjes. De Collar is comfortabel, koel, onopvallend en simpel om en af te doen. In de dagelijkse praktijk ondervinden de dragers geen noemenswaardige hinder van de TOT Collar. Voor extra comfort kan een stockinette om de Collar gedaan worden. Verder is de Collar niet giftig.




Recensies bevatten vele succesverhalen over de TOT Collar. Ouders van kinderen met scheefhals zijn namelijk erg enthousiast over de bereikte resultaten. De TOT Collar is uniek in zijn soort en is dan ook een goede aanvulling op de behandeling van kinderen vanaf 4 maanden oud met vormen van scheefhals waarbij de scheefstand meer dan 6 graden is. Dagelijks gebruik van de Collar is een vereiste voor het beste resultaat, maar de TOT Collar wordt in bad en bed wel afgedaan. Ook is het raadzaam om de Collar af te doen, wanneer de peuter langer in een autostoeltje zit, omdat kinderen dan meestal in slaap vallen. Daarom moet de TOT Collar alleen omgedaan worden als het kind wakker is. Heel belangrijk is, het kind niet alleen te laten, terwijl het de TOT Collar draagt!

De TOT Collar is er in twee maten: een voor kinderen in de leeftijd van vier maanden tot tien jaar en een voor kinderen/volwassenen vanaf ongeveer tien jaar.

De TOT Collar geeft een goede correctieve steun en valt nauwelijks op. Met het unieke ontwerp krijgt het hoofd een zijwaartse, vervelende prikkel, waardoor de drager het hoofd daarvan afwendt. De TOT Collar zorgt ervoor dat het hoofd in de gecorrigeerde stand blijft. De peuter moet wel voldoende beweeglijkheid (ROM = range of motion) hebben en het hoofdje zijdelings kunnen oprichten, zodat het hoofdje van de rand van de Collar afgewend kan worden.

Symmetric Designs, een familiebedrijf in Canada, ontwikkelt deze innovatieve TOT Collar. In de Benelux wordt dit bedrijf vertegenwoordigd door Sporca, dat zich in het hogere segment van kwaliteitsproducten begeeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@sporca.nl of bellen naar 0345 638606.



Voordelen van de TOT Collar:

- Speciaal ontwikkeld voor het verhelpen van Torticollis
- Simpel om en af te doen
- Gemakkelijk aan te passen met uitwisselbare buisjes/slangetjes
- Langere buisjes kunnen worden ingevoegd voor een betere afstelling
- Mate van ondersteuning is naar behoefte te regelen
- Koel en comfortabel
- Onopvallend; bescheiden qua omvang
- Alle onderdelen van de Collar zijn te vervangen
- Eenvoudig schoon te houden met water en zeep



PRO.vision van Streifeneder: brengt het looppatroon van de patiënt goed in beeld!

Welke detecteerbare verschillen ontstaan door verschillende instellingen aan een prothese? Welke aanpassing heeft welk effect op het looppatroon van de patiënt? Deze vragen zijn snel en eenvoudig beantwoord door het bewegingsanalyse systeem PRO.vision.

Met PRO.vision biedt Sporca een systeem tegen lage kosten en met een groot voordeel voor de orthopedisch technicus en de orthopedische schoenmaker. PRO.vision is betaalbaar, draagbaar, zeer gebruiksvriendelijk en geeft analyses van het looppatroon tijdens het lopen, staan en rennen.

In de orthopedie wordt apparatuur voor dynamische analyse van beweging sequenties zelden gebruikt. Een loopanalyse wordt veelal gedaan door een orthopedisch professional met een deskundig oog. Een van de redenen is de hoge investering die een loopanalyse systeem vergt. Verder vereisen deze systemen doorgaans aparte kamers en daarom wordt het enkel uitgevoerd in ziekenhuizen of in medische centra gericht op sport. Het PRO.vision systeem opent deuren omdat de loopanalyse nu makkelijk, betaalbaar en overal uitvoerbaar is.

PRO.vision werkt op basis van actief gekleurde LED-markers. De resultaten worden verzameld in een rapport en deze dient als nuttig hulpmiddel voor de evaluatie van een individueel looppatroon, maar ook voor de optimale aanpassing van de prothese. En als laatste geeft het systeem automatisch een rapport dat als documentatie dient voor de zorgverzekeraars. Dit rapport kan voor elke patiënt individueel opgemaakt worden.

Er zijn twee bewegingsanalyse systemen die wij u aan kunnen bieden. Het "basispakket" bestaat uit: een analyse software systeem, camera met statief, notebook, LED-markers, koffer en de accessoires en kabels. Bij het "complete" pakket komt er nog een loopband bij. Tevens geven wij trainingen over het gebruik van de software voor de loopanalyse.

Toepassingen:

- Opnames van het looppatroon
- Vergelijking van de looppatronen onder verschillende omstandigheden
- Wervelkolom meting met houding analyse
- Aanpassing van loopschoenen voor verschillende atleten
- Aanpassing van orthesen
- Bepaling van het activiteitsniveau van de prothesedragers
- Aanpassing van prothesen en vergelijking met verschillende componenten
- Instellingen van de gewrichten
- Directe vergelijking met de referentiewaarden van de gezonde wandelaar

Voordelen:


- Snelle en nauwkeurige verwerking van de dynamische 2D-bewegingsanalyse
- Real-time evaluatie en direct feedback van de bewegingsvolgorde van de geselecteerde gewrichten
- Opname van individuele bewegingspatronen en symmetrische parameters
- Optimale documentatie voor zorgverzekeraars voor evaluatie van lichamelijke ontwikkelingen op de lange termijn

Neem voor meer informatie contact met ons op, wij helpen u graag bij het uitbreiden van uw aanbod!



Sporca BV levert het complete pakket.....

Naast de verschillende producten op orthopedisch en prothetisch gebied levert Sporca BV ook de materialen en gereedschappen om specifieke producten voor patiënten te maken. Voor een patiënt zijn er vaak verschillende producten nodig om een goede zorg te bieden en u kunt daarvoor bij ons terecht. Wij leveren het complete plaatje!



Metaal

In de moderne orthopedische techniek worden metalen gebruikt voor de productie van steunzolen, peroneus spalken, een voetboog ondersteuning maar ook om constructies te lassen. Wij leveren diverse producten op dit gebied. Van aluminium voor binnenzool

ondersteuning en spalken tot een stalen band voor enkelvoet orthesen.



Silicone

Voor al voor de plastische chirurgie is silicone al een lange tijd een belangrijk materiaal, maar nu is het ook niet meer weg te denken in de orthopedische technologie. Vooral als het gaat om de esthetische eisen van amputaties of het creëren van ontbrekend weefsel, is silicone een belangrijk materiaal geworden. De echt uitziende lichaamsvervangingen met silicone zijn bijna onzichtbaar en kunnen de psychologische pijn van getraumatiseerde patiënten verminderen. Maar ook op fysiologisch gebied is er een voordeel van silicone. Het

zorgt voor een goede draagcomfort ongeacht of ze worden gebruikt voor een prothese, een epithese of een orthese.

Ons assortiment op het gebied van silicone omvat niet alleen de grondstof zelf maar ook de belangrijke materialen en gereedschappen die nodig zijn voor de vervaardiging van de orthese of prothese zoals scharen, spatels maar ook mixers voor het mengen van gips en vloeibare siliconen.



Textiel

Ook hebben wij een uitgebreid assortiment van weefsels die gebruikt kunnen worden voor verschillende producten in de orthopedie. De toepassingsgebieden van de weefsels zijn divers: vilt wordt gebruikt voor dempmateriaal voor orthesen, textiel met grote

elasticiteit wordt gebruikt voor bandages en gebreid en buisvormig materiaal wordt gebruikt voor de vervaardiging van schachten.

In dit artikel worden er diverse soorten materialen uitgelicht, maar voor een compleet beeld kunt u kijken op de website www.sporca.nl. Hierop staat de brochure van Streifeneder met de materialen en gereedschappen weergegeven.



PUR Schuim

PUR schuim is een veelzijdig materiaal dat veelal in de orthopedische technologie wordt gebruikt. Een onderscheid wordt gemaakt in hard celmateriaal (polyurethaan hard-schuim) en flexibel celmateriaal (soft-elastisch schuim). Terwijl het

soft-elastische schuim voornamelijk wordt gebruikt voor lichaamsdemping, is het harde celmateriaal bijzonder geschikt voor kleine sterk belaste delen in de orthopedische schoentechniek of voor het gieten van spacers voor prothesen.



Onderbeen cosmese van Trulife

- Universele cosmese voor een tijdelijke of permanente toepassing
- Wordt gebruikt bij transtibiale amputaties
- Gemaakt van duurzaam urethaan, voor snelle en eenvoudige afwerking
- Eenvoudige toegang voor verandering in uitlijning
- Voor volwassenen en voor kinderen
- Verkrijgbaar in drie kleuren
- Garantie is twee jaar

