


TOT Collar



Voor baby's met de aandoening Torticollis.



Voor wie?

Torticollis wordt vaak 6 tot 8 weken na de bevalling opgemerkt. Het hoofdje staat enigszins gekanteld en gedraaid en is niet of moeizaam recht te houden. De TOT Collar corrigeert dit op een eenvoudige en kindvriendelijke manier. Uit reacties van ouders blijkt dat alleen fysiotherapie vaak niet voldoende is en dat de TOT Collar de juiste aanvulling daarbij is.

Het effect

De houding wordt gecorrigeerd waardoor het hoofdje in de goede positie blijft staan. Naarmate het hoofdje meer "centraal" komt te staan, kan de afstelling aangepast worden met uitwisselbare buisjes/slangetjes. De Collar is comfortabel, koel, onopvallend en simpel om en af te doen.

Maat

De TOT Collar is in 2 maten verkrijgbaar. Deze kleine maat is geschikt voor baby's vanaf 4 maanden oud, en eenvoudig aan te passen aan het kind zodat de TOT Collar altijd goed past. De grote maat voor kinderen vanaf circa 10 jaar.

Voor meer informatie:

info@sporca.nl

Tel.: 0031-345-638606

Fax: 0031-842-103896

www.sporca.nl