

De Markell Schoen: voor een **effectieve** behandeling van **klompvoeten**

De **lock-systemen** zorgen voor stabiliteit en veiligheid!

Prothese kniegewrichten van **Streifeneder:** uitstekend assortiment met hoge functionaliteit!

Sporca is distributeur van orthopedische producten en diensten

Na een viertal uitgaven van het Sporca Magazine, volgt hier weer een nieuwe versie. In dit magazine brengen wij diverse nieuwe en speciale producten onder de aandacht maar stellen wij ook een nieuwe collega van Sporca BV aan u voor. In dit magazine ziet u weer hoe breed het assortiment is van Sporca BV, variërend van de Savant Headrest van Symmetric Designs, de prothese kniegewrichten van Streifeneder en de gelproducten van Silipos.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van het Sporca Magazine en mochten er naar aanleiding van de artikelen nog vragen zijn, dan kunt u contact met ons opnemen via info@sporca.nl of bellen naar 0345 638606.

Met vriendelijke groet,
Arjen van Eck



Colofon
Uitgever
Sporca BV
Pfinztalstraat 10
4143 JB Leerdam
Tel.: +31(0)345-638606
Fax: +31(0)842-103896
Email: info@sporca.nl
Website: www.sporca.nl

De Savant Headrest: een nieuwe en unieke hoofdsteun voor totale controle!

Van Symmetric Designs, het merk dat u wellicht kent van de Headmaster Collar, leveren wij ook de Savant Headrest. De Savant Headrest wordt beschouwd als een hoofdsteun voor de rolstoel, dat een totale controle biedt aan het hoofd. Het product is licht van gewicht en kan door de unieke stalen kern gemakkelijk met de hand worden gevormd waardoor er geen gereedschap nodig is. De pads in de Savant Headrest zijn allemaal met gel gevuld en bedekt met nylon en lycra, wat zorgt voor comfort en het houdt de gebruiker koel. Er is tevens een hoofdband bij te bestellen voor extra steun aan de voorkant van het hoofd.



Het product biedt ondersteuning op drie niveaus voor zijwaartse buiging en rotatie controle:

- Hoge laterale pads geven effectieve lateroflexie controle
- Mid-lateral pads zijn gevormd voor comfort achter de oren
- Sub-occipitale pads zorgen voor extra ondersteuning onder de onderkaak

Voordelen voor de gebruiker:

- Een koele en comfortabele hoofdsteun
- Eenvoudig in gebruik
- Onopvallende verschijning
- Makkelijk schoon te houden met water en zeep
- Voor een totale controle van het hoofd
- Lage warmte-isolatie



Voor het bevestigen van de Savant Headrest op de rolstoel zijn er diverse accessoires te bestellen zoals montage materiaal en adapters. Maar er zijn ook pads te bestellen voor extra laterale support. Hierdoor kunnen wij een totaalproduct bieden aan uw patiënten.

De Savant Headrest is een effectieve en elegante oplossing voor iedereen die volledige ondersteuning van het hoofd nodig heeft!

Sporca werkt samen met de volgende merken:



Markell Schoen: een effectieve behandeling van klompvoeten

De klompvoet is een aangeboren afwijking die bij één op de 800 pasgeborenen voorkomt. Van belang is dat een patiënt met deze afwijking snel wordt behandeld en voor deze behandeling leveren wij een uitstekend product: **de Denis-Brown orthese en de Markell schoen!**

De Markell schoen is onder andere voor de behandeling volgens Dr. Ponseti ontwikkeld. Bij deze behandelingsmethode worden de Markell schoenen gemonteerd op een Denis-Brown orthese. De complete orthese bestaat dan uit het Denis-Brown frame met daarop aan het uiteinde de Markell schoenen bevestigd. Het frame kan op diverse standen geplaatst worden waardoor de voeten in de juiste stand gecorrigeerd kunnen worden. Er zijn 3 type schoenen:

Model 1644 / 2644 Tarso Medius: is een rechte schoen met een open neus en een dichte hiel. De schoen is gemaakt van zacht geloid leder, heeft een goede pasvorm en de binnenkant van de schoen heeft een goede vulling voor de vaak kleine voetjes. De maten van deze schoenen variëren van pasgeborenen tot kinderen van 3-4 jaar oud.

Model 1645 Tarso Medius: is een rechte schoen met een open neus en een open hiel. Dit model is ontworpen met de jonge patiënt in het achterhoofd. Jonge kinderen met atypische of hypersensitieve voeten kunnen soms moeilijkheden ondervinden met de pasvorm van model 1644. Daarom heeft dit model een uitsparing in de hiel waardoor de voet in de juiste positie wordt geplaatst, maar met minder druk. Ook is de kans dat de schoen uitgaat veel kleiner en daarvoor is er minder blaarvorming. Dit model is verkrijgbaar voor pasgeborenen maar ook voor oudere kinderen en er zijn 3 wijdttes verkrijgbaar (smal, standaard en breed).

Model 1934 Tarso Pronator: dit is een speciale uitvoering voor patiënten met een aangeboren gebogen voorvoet of een gecorrigeerde klompvoet. Doordat de pasvorm een speciale kromming heeft, zorgt dit voor een volledige abductie en een maximale correctie van de voet.

Kortom: de klompvoet is goed te behandelen met de Denis-Brown orthese en de Markell schoen. Hierdoor kunnen kinderen na de behandeling weer vrolijk en goed lopend door het leven!



Prothese kniegewrichten van Streifeneder: uitstekend assortiment met hoge functionaliteit!

De constructie van prothese kniegewrichten moeten aan zeer hoge technische eisen voldoen om de geamputeerde weer een zorgeloos leven te laten leiden. Al jaren zijn er diverse kniegewrichtmodellen van Streifeneder verkrijgbaar. Deze modellen variëren in functionaliteit, het materiaal en de mobiliteitsklasse, welke voornamelijk varieert van 1 tot 2. Voor deze verschillende typen en specifieke productinformatie kunnen wij u een brochure opsturen.

Om de patiënten met een hogere mobiliteitsklasse ook een goede en veilige prothese te bieden, heeft Streifeneder de KINEGEN-serie ontwikkeld en geproduceerd. Hierdoor zijn wij in staat een uitstekend assortiment aan te bieden van technisch geavanceerde prothese kniegewrichten, ingaand op de verschillende behoeften. De hoge functionaliteit gecombineerd met het esthetische design geeft de prothesedragers meer levenskwaliteit, zowel in het dagelijks leven als in de vrije tijd.

De belangrijkste punten per type gewricht zijn:

- De KINEGEN Guard heeft niet alleen een lastafhankelijke rem heeft maar ook een slot dat ontgrendeld kan worden.
- De KINEGEN Basic heeft veel succes als een duurzame en goede veiligheidsknie. De knie is vergelijkbaar als de Guard variant maar heeft geen slot.
- De KINEGEN Air biedt de patiënten de beste opties voor verstelbaarheid en comfort. Het geeft onafhankelijke en continue aanpassingen van de kinetische weerstand voor flexie en verlenging en de continue aanpassingen van de verlenging van de stootdemping.
- De KINEGEN Stream is een van de weinige hydraulische kniegewrichten dat verkrijgbaar is. Door het krachtige hydraulische systeem, dat een verscheidenheid aan instelmogelijkheden biedt, is een optimale en individuele aanpassing aan de prothesedragers mogelijk.

Voor meer informatie over de KINEGEN-serie kunt u altijd contact met ons opnemen.



De lock-systemen zorgen voor stabiliteit en veiligheid!

Om een veilige verbinding tussen liner en prothese te creëren, bieden wij van het merk Streifeneder, optimaal afgestemde sluitsystemen (locks) aan. Door de grote verscheidenheid aan lock-systemen maken wij het de orthopedisch instrumentmaker makkelijk om een sluitsysteem te leveren die voldoet aan de behoefte van de patiënt. Alle lock-systemen ontgrendelen onder trekspanning waardoor zitten mogelijk wordt.

Er zijn in totaal 6 soorten sluitsystemen die zich onderscheiden in enerzijds het grendelmechanische en anderzijds in de bouw van het product. De sluitsystemen kunnen met alle type liners gecombineerd worden en staan bekend om de lange levensduur en de flexibele functionaliteit. Door deze verscheidenheid is het voor de orthopedisch schoenmaker mogelijk om voor iedere patiënt een goede en individuele prothese te maken!

Type	Omschrijving
Serie 100	Is gemaakt van kunststof, is licht en zeer klein en de inbouwhoogte sluiser is 23 mm. Het is geschikt voor gebruikers van alle gewichtsklasse. Mocht er een afwijking zijn in het aseinde en de loodlijn dan kan dit makkelijk gecorrigeerd worden
Serie 150	Is klein van omvang, heeft een zeer sterke aluminium behuizing, de inbouwhoogte sluiser is 23 mm. Is geschikt voor alle gewichtsklassen en een eventuele afwijking tussen aseinde en loodlijn kan goed gecorrigeerd worden
Serie 200	Gemaakt van aluminium, heeft een lichte en platte constructie, de inbouwhoogte sluiser is 30 mm. Er kunnen aan het distale uiteinde diverse schachtadapters gebruikt worden
Serie 300	Is gemaakt van gewicht geoptimaliseerde kunststof en is geschikt voor zowel gelamineerde als thermoplastische kokers. De inbouwhoogte van de sluiser is 30 mm en diverse toebehoren kunnen aan het distale uiteinde geplaatst worden
Serie 400	Is gemaakt van aluminium, heeft een 3-arm schachtadapter en de inbouwhoogte van de sluiser is 33 mm. Het voordeel van dit type is de geïntegreerde distale piramide en de rotatiemogelijkheid
Serie 500	Is gemaakt van aluminium, heeft een geïntegreerde distale piramide en een inbouwhoogte van de sluiser is 27 mm. Het is bijzonder geschikt voor snelle en eenvoudige productie van prothesen voor stompen zonder opvallende contracturen



Streifeneder
ortho.production

De diverse lock-systemen worden geleverd inclusief een pin. Er zijn drie soorten verkrijgbaar welke hieronder staan weergegeven:

Type	Omschrijving
Clutch Lock	Een pin met een wormwiel, is patiëntvriendelijk en makkelijk te ontgrendelen, heeft een lange levensduur ook voor actieve gebruikers. Bij de Clutch-Lock wordt als toebehoren een sluitmechanisme geleverd speciaal voor geriatrische patiënten, zodat het afdoen van de prothese wordt vergemakkelijkt
Shuttle Lock	Is een gegroefde pin die men hoort klikken als het vastklikt, het geeft de gebruiker het gevoel stevig te zijn bevestigd aan de prothese
Easy Lock	Is een gladde pin die in stilte wordt gesloten onder druk. Het geeft de gebruiker een veilige vergrendeling over de gehele lengte van de pin

Nieuwe collega bij Sporca BV

Vanaf januari 2014 ben ik met veel enthousiasme begonnen bij Sporca BV. De wereld van de orthopedie is zeer boeiend voor mij. Oorspronkelijk ben ik opgeleid tot leerkracht basisonderwijs en ben nu al weer enige tijd als ondernemer actief in de medische hulpmiddelen sector.

Fantastisch om te ervaren dat er zoveel hulpmiddelen in de markt zijn om het leven van patiënten draaglijker te maken. Ondertussen heb ik verschillende bedrijven mogen bezoeken en ik ben onder de indruk van wat er allemaal mogelijk is. In mei zal ik een vakbeurs in Duitsland gaan bezoeken waar verschillende leveranciers hun producten aanbieden. Wanneer daar interessante artikelen te zien zijn, zal ik daar later op terug komen.

Ik hoop u in de toekomst te mogen ontmoeten!

Met vriendelijk groet,
Marjolijn van Barneveld
marjolijnvanbarneveld@sporca.nl



De Hip Joints zijn zeer geschikt voor bovenbeenamputaties waarbij extra stabiliteit gewenst is. Het verbindt de prothese aan de heupband, voegt lengte toe om de hefboomwerking te vergroten en verhoogt tevens de controle over de zijwaartse beweging. De Hip Joints worden veelal gebruikt in combinatie met een bekkenband.

Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht	Dikte	Garantie
P02-220-0000	Hip Joint staal, type Clevis	382 gram	2 mm	2 jaar
P02-23R-G000	Hip Joint lichtgewicht roestvrij staal, medium	166 gram	2 mm	2 jaar
P02-23S-M000	Hip Joint lichtgewicht roestvrij staal, small	130 gram	2 mm	2 jaar
P02-23H-D001	Hip Joint titanium	137 gram	3 mm	2 jaar
P02-210-0000	Hip Joint plastic	62 gram	6 mm	2 jaar
P02-23H-D000	Hip Joint roestvrij staal	234 gram	3 mm	2 jaar



P02-310-0000 Kunststof



Moet zijn: P02-23H-D001 Titanium



P02-210-0000 Kunststof



P02-330-0000 Staal



P02-23R-G000 Roestvrij staal



P02-220-000 Staal

De hielzolen van **Silipos** zorgen voor directe verlichting!

Een van de merken die wij als Sporca BV voeren is Silipos. Het assortiment van Silipos bestaat uit zeer diverse producten en in dit artikel komen er 4 soorten hielzooltjes aan de orde. De hielzolen bestaan uit siliconen die zorgen voor ondersteuning, drukverdeling maar voornamelijk voor schokabsorptie. Hierdoor kan men weer optimaal functioneren bij het sporten, werken en bij het dagelijks gebruik. Tevens zijn al deze producten latexvrij, hypoallergeen en makkelijk wasbaar.

Indien een of meerdere van de volgende indicaties op uw patiënt van toepassing zijn, heeft uw patiënt er veel baat bij om een hielzooltje te gebruiken.

Indicaties:

- Hielpijn (hielspoor)
- Slijtageverschijnselen van been- en wervelgewrichten (schokdemping)
- Knie- en heupprothesen (schokdemping)
- Irritatie van de achillespees en het omgevende weefsel
- Beenlengteverschil (compensatie)
- Behoeftte aan extra schokdemping en comfort
- Zware belasting of bij veel staan of lopen

De gel-inlegzolen staan bekend om hun optimale pasvorm en draagcomfort en het is dan ook niet vreemd dat de inlegzolen met groot succes door miljoenen mensen in het binnen- en buitenland voor onder andere hielspoor gebruikt worden! Neem gerust contact met ons op.



WonderSpur

- Calcaneal spur
- Plantaire fasciitis
- Hielspoor
- Knie- en rugpijn



WonderCup

- Bursitis achter de achillespees
- Achillespeesontsteking
- Decubitus
- Plantaire fasciitis



Low Profile Heel Cup

- Vangt de krachten op die ontstaan op de enkel, knie en heup
- Bij overbelasting, hielpijn, achillespeesklachten.



Heel Spur with removable plug

- Heeft een uitneembare witte spot wat zorgt voor een afname van de belasting
- Hielspoor
- Beenlengteverschil
- Hielklachten
- Achillespeesklachten
- Artrose in het enkelgewricht